

Liebe HRV-Scanner User,

wir möchten Sie ab jetzt mit diesem Newsletter über Neuigkeiten zum HRV-Scanner informieren.

Update 3.00.38 für die HRV-Scanner Software ist online verfügbar.

Dieses Update enthält folgende neue Features:

- einstellbare Liegen/Stehen Messung

Um das Update zu installieren gehen Sie bitte wie folgend beschrieben vor:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr HRV-Scanner sich mit dem Internet verbinden kann
- Starten Sie die HRV-Scanner Software
- Gehen Sie zu "System" -> "Updates installieren" und drücken dann "Updates online suchen und installieren"

Falls Sie keine gültige Update Lizenz mehr haben, können Sie diese aus dem HRV-Scanner heraus anfordern.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr BioSign-Team



BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen

Tel.: +49 8121 923894
Fax: +49 8121 923893

info@biosign.de
www.biosign.de

Sitz: Ottenhofen
Registergericht: München HRB 135220
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Beise

Um den HRV-Scanner Newsletter abzubestellen antworten Sie bitte auf diese Mail und tragen "Abbestellen" ein.