

Liebe HRV-Scanner Anwender,

in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten betreuen eine Reihe der HRV-Scanner-Anwender Ihre Klienten verstärkt über die myQiu-Plattform. Die Klienten konnten dazu die Biofeedbacksitzungen auf den myQiu-Server hochladen und ihrem Therapeuten zur Verfügung stellen. Allerdings war die häusliche Durchführung von Kurzzeit-HRV und RSA-Messung bisher nicht möglich. Der Grund war die geringere Genauigkeit einer pulsbasierten HRV-Messung im Vergleich zur EKG-basierten Messung. Wir hatten das zusammen mit ärztlichen Kollegen an einem größeren Patientenkollektiv untersucht und auch in einem internationalen Journal publiziert:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-016-3401-3>

Insbesondere Dynamik-Parameter wie Power HF, RMSSD, SD1 weichen (etwas) vom EKG-Wert ab.

Allerdings ist das Argument einiger Anwender, dass in der aktuellen Situation ein etwas ungenauerer HRV-Wert allemal besser ist, als gar kein HRV-Wert, natürlich berechtigt. Aus diesem Grund haben wir mit dem aktuellen Release der myQiu-Software die HRV-Messung für Qiu- und myQiu-Sensor-Nutzer freigegeben. Ihre Klienten können ab jetzt die Kurzzeit-HRV und die RSA-Messung mit dem Qiu oder einem myQiu-Sensor durchführen und Ihnen über die myQiu-Plattform zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Ergebnisse bitte, dass pulsbasierte HRV-Werte in der Regel die HRV etwas überschätzen. Insbesondere die Dynamikparameter sind meist etwas höher.

Aktuelle Angebote

Viele unserer Kunden möchten in der aktuellen Situation ihr Online-Angebot verstärkt ausbauen. Deshalb haben wir uns entschlossen, Sie dabei mit zwei Angeboten zu unterstützen:

Angebot 1: myQiu Sensor Set + 3 Monate myQiu Lizenz gratis

Preis 77,55 € brutto (statt 200,85 €)

(Bitte beachten Sie, dass wir bei Angebot 1 keine Honorarabrechnung für die Einweisung mehr anbieten können)

Angebot 2: Qiu + 6 Monate myQiu Lizenz gratis

259.-€ brutto (statt 298,90 €)

Neu! HRV-Scanner Facebook Gruppe

Es gibt eine neue HRV-Scanner Facebook Gruppe. Mit dieser Gruppe möchten wir Ihnen eine Plattform zum Austausch über den HRV-Scanner anbieten. Die neue Facebook Gruppe gibt Ihnen die Möglichkeit Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit anderen Anwendern zu teilen und von deren Wissen und Tipps zu profitieren.

Für die Gruppe gelten die üblichen Regeln:

Beiträge und Mitglieder der Gruppe können nur von Mitgliedern gesehen werden. Nur Mitglieder können sich an der Diskussion beteiligen. Alle neuen Mitglieder müssen von BioSign bestätigt werden. Alle neuen Beiträge werden von uns geprüft und freigegeben. Es versteht sich von selbst, dass wir einen konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander für die Mitgliedschaft voraussetzen.

Wir danken allen, die mithelfen diese Gruppe zum Leben zu bringen und freuen uns auf rege Beteiligung!

<https://www.facebook.com/groups/HRVScanner/>

Sie haben einen Newsletter verpasst?

Kein Problem! Ab jetzt finden Sie alle vorherigen Newsletter in unserem Newsletter-Archiv unter:

<https://www.biosign.de/hrv-scanner/videos/>

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen allen in diesen Zeiten der besonderen Herausforderungen alles Gute, wirtschaftliche Resilienz und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen,


Reinhard Beise und Markus Hofer



BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen

Tel.: +49 8121 923894
Fax: +49 8121 923893

info@biosign.de
www.biosign.de

Find us on 

Sitz: Ottenhofen

Registergericht: München HRB 135220

Geschäftsführer: Dr. Reinhard Beise

(*Um den HRV-Scanner Newsletter abzubestellen antworten Sie bitte auf diese Mail und tragen "Abbestellen" ein.)